

Peha-haft®

Kohesiv elastisk latexfri fixeringsbinda

Elastisk latexfri fixeringsbinda som häftar i sig själv och som är enkel att klippa av när förbandet är stabiliserat. Fixeringen avslutas med ett lätt tryck utan någon ytterligare förslutning.



- 1 Peha-haft har en elasticitet på över 85%
- 2 Ingen ytterligare fixering krävs
- 3 Fungerar för alla typer av fixering

Fördelar:

Bekväm att bära
 Ekonomisk
 Många användningsområden
 Självförslutande
 Låter huden andas
 Fri från latex, klorin och akrylat



Egenskaper

Peha-haft har en kräppad struktur och en ytbeläggning som gör att bindan sitter säkert på plats. Detta gäller även över kroppsdelar som normalt är svåra att bandagera. Bindan är häftande på båda sidor och det räcker att linda bindan ett fåtal varv och avslutas med ett lätt tryck på bindans ände för fixering. Ingen ytterligare fixering krävs. Bindan häftar endast mot sig själv, inte mot hud, hår eller kläder. De få antalen lindningsvarv ger en låg materialförbrukning. Bindan har en mycket hög genomsläpplighet för luft, tack vare den öppna vävstrukturen. Bindan har även en hög absorptionskapacitet på grund av den höga andelen naturliga fibrer. Peha-haft är både hudvänlig och behaglig att bära.

Material

43% Viskos, 37% Bomull, 20% Polyamid med speciell latexfri beläggning. Vit.
 Produkten är även fri från klorin och akrylat.
 Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Till alla typer av fixering av förband. Fungerar utmärkt över aktiva leder samt fixering av förband på huvud och fingrar.
 Fixerar även polstermaterial och kanyler.
 Kan fungera som lättare stödbinda.
 Passar alla användare som är allergiska mot latex.
 Kontraindikationer: Inga kända.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Peha-haft® Styckförpackade i ask	4 m x 4 cm	932 441	1 st	140 Afp
	4 m x 6 cm	932 442	1 st	140 Afp
	4 m x 8 cm	932 443	1 st	140 Afp
	4 m x 10 cm	932 444	1 st	140 Afp
	4 m x 12 cm	932 445	1 st	140 Afp
	20 m x 4 cm	932 446	1 st	24 Afp
	20 m x 6 cm	932 447	1 st	24 Afp
	20 m x 8 cm	932 448	1 st	24 Afp
	20 m x 10 cm	932 449	1 st	24 Afp
	20 m x 12 cm	932 450	1 st	24 Afp
Peha-haft® Lösa i ask	20 m x 6 cm	932 437	6 st	12 Afp
	20 m x 8 cm	932 438	6 st	12 Afp
	20 m x 10 cm	932 439	6 st	8 Afp