

Munskydd med elastiska öronband

3-lagers Typ IIR

Latexfritt, PVC-fritt & glasfiberfritt
Provita Medical

MEDEA®



Materialspecifikation:	Material	Gramvikt	Färg
Ytterlager:	PPSB (Spunbond)	25 gram/m ²	Blå
Filterlager:	PP Meltblown	25 gram/m ²	Vit
Innerlager:	PPSB (Spunbond)	25 gram/m ²	Vit
Öronband:	Polyester & polyuretan		Vit
Näsklämma:	Järn Längd: 8,5 cm ± 0,5 cm		
Indikation:	Ett allround munskydd med öronband. Används på operationsavdelningar, intensivvårdsavdelningar och andra enheter där man kräver munskydd, och där det finns risk för vätskestänk.		
CE-märkning:	Klass I enligt MDD.		

Standard: SS-EN 14683:2019+AC:2019

Testresultat	Värde
BFE:	≥ 98%
DELTA P:	< 60 Pa
Vätskemotstånd (kPa):	≥ 16,0 kPa (≥ 120mm Hg)
Mikrobiologisk renhet:	≤ 30 cfu/g

Tillverkning: Sverige

Certifiering: ISO 13485:2016 samt ISO 9001:2015

Lagring: 2 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Färg	Storlek	Utdragen storlek	Avd fp st	Trp fp st
PM001-1	Blå	17,5x9,5cm	17,5x15,5cm	50	50 x 40 = 2000