



# Hypafix<sup>®</sup> transparent

**Leukoplast<sup>®</sup>**

Sårbehandling i bästa händer

# Hypafix® transparent

## Självhäftande transparent fixering


Hypafix® Transparent är ett vattentätt filmförband som även är duschbart.

- Formar sig lätt efter kroppens konturer och fäster bra på rörliga områden
- Den transparenta filmen gör det möjligt att inspektera det omgivande området
- Finns på rulle i olika bredder och längder och erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ
- Delat skyddspapper förenklar appliceringen
- Kan även användas på patienter med känslig hud
- Latexfri

### Indikationer

- Fixering av förbandsmaterial
- Fixering av tuber och dränage

### Bruksanvisning




1 Klipp av lämplig längd



2 Avlägsna ena delen av skyddspapperet och applicera väven över förbandet



3 Ta därefter bort det andra skyddspapperet och släta ut väven



Hypafix® transparent			
Art. nr.	Storlek	Rullar/fp	Rullar/trp
72378-00	5 cm x 10 m	1	24
72378-01	10 cm x 10 m	1	24
72378-02	15 cm x 10 m	1	24
72378-03	10 cm x 2 m	1	12