



Produktdatablad



Produktbeskrivning

Svensktillverkat andningsskydd i FFP2-klass för engångsbruk.


Ett mjukt ultraljudsvetsat andningsskydd i 5 lager med elastiska öronband och lång insvetsad näsklämma med dubbel metallkärna.

Allergivänlig och luddfri halvmask med lågt andningsmotstånd. 1 konsumentförpackning innehåller 10 halvmasker.

CE-märkt och certifierad enligt standard EN 149:2001+A1:2009.

Produktspecifikationer

Artikelbenämning	LÖNÖ FFP2 NR
Varumärke	SafeQare
Material	PP, PE, spandex, cotton
Mått	Standard
Färg	Vit
CE-Klass	CAT III
Hållbarhet	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt i rumstemperatur, undvik solljus
Standard	EN 149:2001+A1:2009
Direktiv, förordningar	EU 2016/425



Enhet	Innehåll	Mått	Artikel nr	EAN/GTIN
Konsumentförpackning	10 pcs	140x80x175	7030201	7350120870780
Leveransförpackning	300 pcs	540x390x340	9030201	17350120870787
Pall	6 000 pcs	1200x800x1900	—	—



INDIVIDUELLT KONTROLLERADE

