



## Produktdatablad



### Produktbeskrivning

Svensktillverkat andningskydd i FFP2-klass för engångsbruk.

Ett mjukt ultraljudssvetsat andningskydd i 5 lager med elastiska öronband och lång insvetsad näsklämma med dubbel metallkärna.

Allergivänlig och luddfri halvmask med lågt andningsmotstånd. 1 konsumentförpackning innehåller 10 halvmasker.

CE-märkt och certifierad enligt standard EN 149:2001+A1:2009.

### Produktspecifikationer

Artikelbenämning	ARKÖ V FFP2 NR
Varumärke	SafeQare
Material	PP, PE, spandex, cotton
Mått	Standard
Färg	Vit
CE-Klass	CAT III
Hållbarhet	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt i rumstemperatur, undvik solljus
Standard	EN 149:2001+A1:2009
Direktiv, förordningar	EU 2016/425



Enhet	Innehåll	Mått	Artikel nr	EAN/GTIN
Konsumentförpackning	10 pcs	250x95x160	7010501	7350120870049
Leveransförpackning	160 pcs	540x390x340	_____	_____
Pall	3 200 pcs	1200x800x1900	_____	_____



INDIVIDUELLT KONTROLLERADE