



Produktdatablad



Produktbeskrivning

Svensktillverkat andningsskydd i FFP2-klass för engångsbruk.

Ett mjukt ultraljudssvetsat andningsskydd i 5 lager med elastiska huvudband och lång insvetsad näsklämma med dubbel metallkärna.

Allergivänlig och luddfri halvmask med lågt andningsmotstånd. 1 konsumentförpackning innehåller 10 halvmasker. Halvmasken är även dolomittestad.

CE-märkt och certifierad enligt standard EN 149:2001+A1:2009.

Produktspecifikationer

| | |
|-------------------------|---|
| Artikelbenämning | ARKÖ FFP2 NR D |
| Varumärke | SafeQare |
| Material | PP, PE, spandex, cotton |
| Mått | Standard |
| Färg | Vit |
| CE-Klass | CAT III |
| Hållbarhet | 5 år |
| Förvaringsinstruktioner | Förvaras torrt i rumstemperatur, undvik solljus |
| Standard | EN 149:2001+A1:2009 |
| Direktiv, förordningar | EU 2016/425 |



| Enhet | Innehåll | Mått | Artikel nr | EAN/GTIN |
|----------------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| Konsumentförpackning | 10 pcs | 250x95x110 | 7030601 | 7350120870032 |
| Leveransförpackning | 240 pcs | 540x390x340 | _____ | _____ |
| Pall | 4 800 pcs | 1200x800x1900 | _____ | _____ |



INDIVIDUELLT KONTROLLERADE