



FEARLESS PERFORMANCE®

**114.630**


Engångshandskar Magic Touch®

Soft Nitrile™, puderfria. Färg: Indigo.



- Mjukt och starkt nitrilgummi.
- Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för bättre grepp.
- Den förlängda manschetten ger utökat användningsområde.
- Godkända för medicinsk användning (EN 455).
- Testad enligt ASTM D6978-05 - Resistance of Medical Gloves to Permeation by Chemotherapy Drugs.
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Vikt 3,0 ± 0,5 g.

### Standarder och skyddsklasser



### Lämpliga för:

Direkt kontakt med alla typer av livsmedel.

Viktigt: XL: 180 per dispenserbox



Vattentät



Puderfri

För  
precisionsarbete

#### BRANSCH:

Catering \_\_\_\_\_

Dental \_\_\_\_\_

Livsmedelsindustri \_\_\_\_\_

Undersökning \_\_\_\_\_

Fiske \_\_\_\_\_

Laboratorie \_\_\_\_\_

Pharmaseptiskt arbete \_\_\_\_\_

#### EN-STANDARD:

EN 420:2003 + A1:2009 \_\_\_\_\_

EN 374:2016 \_\_\_\_\_

EN 1186 \_\_\_\_\_

EN 455 \_\_\_\_\_

CE Cat.III \_\_\_\_\_

#### TYP AV SKYDD:

Vattentät \_\_\_\_\_

#### PRODUKTEGENSKAPER:

Puderfri \_\_\_\_\_

För precisionsarbete \_\_\_\_\_



**PRODUKTFAKTA**

Material :	Nitril	Tjocklek :	Min 0.05 mm (handflata)
Grepp :	Torrgrepp, Våtgrepp	Vikt :	3,0 ± 0,5 g
Passform :	Tight	Färg :	Indigoblå
Storlek :	S   M   L   XL		
Längd :	24 cm		

**PACKNING/TRANSPORT**

Antal per dispenserbox: 200

Försäljningsenhet per kartong: 10