

# Peha® -underhandske latex

Puderfri operationshandske av naturgummilatex

Operationshandske som främst används som underhandske i kombination med latex överhandske. Handskens gröna färg säkerställer en snabb detektering av perforeringar på yttre handsken. Passar alla typer av kirurgiska ingrepp.



## Fördelar:

Handskens färg gör faror synliga  
Hög elasticitet och slitstyrka  
Hög användarkomfort  
Indikatorsystem

## Produktbeskrivning

Material	Naturgummilatex
Färg	Grön
Form	Anatomisk
Krage	Rundad kant
Utsida	Slät
Insida	Polymerbelagd
Tjocklek finger	0,18 mm
Tjocklek handflata	0,17 mm
Tjocklek krage	0,16 mm
Proteininnehåll	< 30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425
Färgkod	Lila
CE-märkning	CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klass II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671/ISO 16604

- Peha-underhandske latex fungerar som underhandske i kombination med Peha-profile latex, Peha-taft latex och Peha-taft classic latex



Sortiment	Storlek	Art.nr.	AFP	TFP
Peha-underhandske® latex	5,5	942 510	50 par	4 AFP
	6,0	942 511	50 par	4 AFP
	6,5	942 512	50 par	4 AFP
	7,0	942 513	50 par	4 AFP
	7,5	942 514	50 par	4 AFP
	8,0	942 515	50 par	4 AFP
	8,5	942 516	50 par	4 AFP
	9,0	942 517	50 par	4 AFP