



114.615

Engångshandskar Magic Touch®

 Soft Nitrile™, puderfria. Acceleratorfria. Färg:
 Indigo. Längd: 29,5 cm


- Mjukt och starkt nitrilgummi.
- Fria från kemiska acceleratorer.
- Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för bättre grepp.
- Silikonfria.
- Den förlängda manschetten ger utökat användningsområde.
- Godkända för medicinsk användning (EN 455).
- Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
- Testad enligt ASTM D6978-05 - Resistance of Medical Gloves to Permeation by Chemotherapy Drugs.
- Vikt 5,0 ± 0,5 g.

Standarder och skyddsklasser



Lämpliga för:

Arbete inom medicin, vård, laboratorier, HoReCa, livsmedelsindustri, butik, underhåll, kemikaliehantering (enligt test) samt rengöring.

MD

Viktigt: Rekommenderas av norska astma- och allergiförbundet (Norges Astma- og Allergiforbund).



Acceleratorfri



Extra lång



Vattentät



Puderfri


 För
 precisionsarbete


Silikonfri

BRANSCH:

Catering

Dental

Livsmedelsindustri

Undersökning

Fastighetsskötsel

Laboratorie

Pharmaseptiskt arbete

EN-STANDARD:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 1186

EN 455

Recommended by the
 Norwegian Asthma and
 Allergy As

EN 374:2016

CE Cat.III

TYP AV SKYDD:

Vattentät

PRODUKTEGENSKAPER:

Acceleratorfri

Extra lång

Puderfri

För precisionsarbete

Silikonfri



PRODUKTFAKTA

Material :	Nitril
Grepp :	Torrgrepp, Våtgrepp
Passform :	Tight
Storlek :	XS S M L XL
Längd :	29,5 cm

Tjocklek :	min 0.06 mm (handflata)
Vikt :	5,0 ± 0,5 g
Färg :	Indigoblå

PACKNING/TRANSPORT

Antal per dispenserbox: 100
Försäljningsenhet per kartong: 10